

# NOTICE POUR «COOLER»

Informations importantes sur l'utilisation des réfrigérateurs médicaux **GALecoline®**

*Certaines conditions doivent être remplies afin que vous puissiez utiliser votre réfrigérateur médical correctement et sur une longue période. Veuillez lire attentivement cet aide-mémoire.*

La circulation d'air assure une température constante à tous les niveaux à l'intérieur du réfrigérateur. C'est pourquoi **l'arrivée d'air frais** et **l'évacuation d'air chaud** du réfrigérateur ne doivent pas être obstruées. L'appareil pourrait surchauffer et subir des dommages.

Veillez observer les consignes suivantes pour garantir une circulation d'air optimale :

- Respectez la **capacité** de votre réfrigérateur lors du **remplissage**.
- Les produits réfrigérés ne doivent ni être en contact avec la **paroi arrière** ni avec les **parois latérales**.
- Ne conservez **aucunes boîtes d'emballage** dans votre réfrigérateur, car elles dérèglent le bon fonctionnement de la circulation d'air.
- **Les thermomètres** qui ne sont **pas reliés au réfrigérateur** peuvent indiquer une autre valeur que celle annoncée par le réfrigérateur, car les mesures **n'ont** généralement **pas lieu simultanément** et ne sont pas prises au même endroit dans le réfrigérateur. Les valeurs ne sont de ce fait pas comparables. Au cas où le thermomètre indique **continuellement** une température **trop élevée**, vérifiez que la circulation d'air dans le réfrigérateur ne soit pas gênée par un point énumérés ci-dessus. Si malgré ces informations vous ne pouvez résoudre le problème, nous vous prions de contacter le **support médical**.
- Il existe la possibilité d'installer une **alarme SMS** pour votre réfrigérateur (24h/365d). Si vous êtes intéressés par cette option, veuillez contacter votre conseillère clients / votre conseiller clients.
- Conformément aux conditions générales de vente et de livraison de Galexis SA, la maison décline toute responsabilité en cas de **dommages consécutifs** causés aux produits entreposés dans le réfrigérateur. De tels dommages sur vos produits réfrigérés sont à couvrir au moyen d'une assurance privée.

En cas de panne, notre équipe du support médical se tient à votre service au numéro de téléphone 058 841 71 17 ou [medical@galexis.com](mailto:medical@galexis.com). Suivant la disponibilité, nous mettons volontiers un appareil de remplacement à votre disposition.

Remarque : un réfrigérateur comprenant un volume de 400 l ne peut être remplacé par un appareil équivalent.

## VOTRE CONTACT

Support médical +41 58 851 71 17

Service clients

Pharmacies +41 58 851 72 22

### Galexis SA

Industriestrasse 2 · Case Postale · CH-4704 Niederbipp

Téléphone +41 58 851 71 17 · Fax +41 58 851 71 46

[medical@galexis.com](mailto:medical@galexis.com) · [www.galexis.com](http://www.galexis.com)