

Pincool: digitale Temperaturüberwachung bei VIVA Hausärzte in Bülach

Pincool ist eine digitale Lösung zur Temperaturüberwachung für Arzneimittel. Die automatisierte Kontrolle und sofortige Alarmierung bei Temperaturabweichungen machen die Lagerung von Medikamenten einfach und sicher.

Die vorgegebenen Temperaturgrenzen der Hersteller müssen nicht mehr manuell im Auge behalten werden. Die Temperaturdaten werden durch die Sensoren erfasst, digital über Funk übermittelt und im Portal für den Kunden visualisiert. Durch die automatische Überwachung und Dokumentation der Temperaturen wird sichergestellt, dass Arzneimittel stets unter optimalen Bedingungen aufbewahrt werden. Damit entfällt die aufwendige manuelle Kontrolle.

Einfach, digital und sofort einsatzbereit

Exklusiv bei Galexis erhältlich, bietet das Pincool-System eine fortschrittliche Verbindung von Sensorik, Elektronik und Telekommunikationstechnologie der neuesten Generation. Die Handhabung ist äusserst simpel und die Installation kann ohne technische Vorkenntnisse in wenigen Schritten erfolgen.


Die Installation erfolgt durch Scannen eines QR-Codes, welcher die notwendigen Einstellungen automatisch überträgt. Anschliessend ist nur noch eine Registrierung zur Inbetriebnahme des Systems vorzunehmen. Die Ärzte der VIVA Hausärzte-Praxis in Bülach, Dr. Patrik Bachmann und Sebastian Nordbeck, streben danach, ihren Mitarbeitenden eine benutzerfreundliche und digitale Lösung für das Qualitätsmanagement anzubieten, um einen zeitgemässen Arbeitsplatz zu schaffen. Mittlerweile ist Pincool seit einigen Monaten im Einsatz. Eine Temperaturmessstelle befindet sich im Medikamentenkühlschrank, wo die Temperatur zwischen +2 und +8 °C betragen muss, eine zweite in der Praxisapotheke mit Temperaturen zwischen +15 und +25 °C.

Die für das Qualitätsmanagement zuständigen Praxis-koordinatorinnen **Selina Bosshard (rechts im Bild)** und

Giuseppina Cangemi (links im Bild) zeigen sich sehr zufrieden: «Es funktioniert hervorragend. Die Überwachung der Temperatur ist präzise und unkompliziert, so dass wir mehr Zeit für unsere Patientinnen und Patienten haben.»



Funktionsweise



Aktuell, digital und sicher durch den Wegfall manueller Dokumentation

Pincool registriert die Temperaturen in regelmässigen Abständen und dokumentiert sie automatisch. Die Aufzeichnungen sind jederzeit abrufbar, Papiereinträge und Dokumentenablagen entfallen vollständig. «Bei möglichen Praxisinspektionen sind die entsprechenden Angaben jederzeit digital abrufbar», sagt Selina Bosshard.

Das medizinische Personal bei der VIVA Hausärzte AG hat ausserdem die Sicherheit, dass sie bei Unter- oder Überschreitung der Temperaturen mittels SMS und/oder per E-Mail alarmiert werden – während der Praxiszeiten, aber auch an Wochenenden oder nachts. Auf diese Alarmierung kann sofort reagiert und somit ein Warenverlust vermieden werden.

Fragen Sie Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater oder bestellen Sie direkt online.

Galexis – verbindet

Praxiseinrichtung, Medizintechnik und Laborbedarf.

PINCOOL Starterkit



Brigitte Frenzel
Kundenberaterin Ärzte

Tel. +41 79 535 57 01
brigitte.frenzel@galexis.com

Die Pincool-Vorteile im Überblick

- Drahtlos
- Überall einsetzbar
- Automatische Temperaturerfassung
- Alarmierung via E-Mail, SMS, Voice, visuell
- Hohe Systemstabilität
- Einfachste Installation
- Kein Papier